



FICHA TÉCNICA

MANEQUIM CRIANÇA DE RESGATE AQUÁTICO

Crianças com menos de 4 anos correm estatisticamente o maior risco de afogamento. Acreditamos que uma morte é demais.

Permitir que os profissionais de resgate treinem da forma mais realista possível é fundamental para reduzir o número de mortes por afogamento. Como sua contraparte adulta, o Advanced Water Rescue Toddler replica a compressão hidrostática, o que significa que a água não entrará no sistema pulmonar, mas você pode optar por adicionar água, permitindo simular cenários de afogamento submersos ou imersos e ensinar emergências como edema pulmonar.

É vital que o treinamento em cuidados clínicos ocorra em um ambiente onde ele acontecerá de verdade. Ao contrário de qualquer outra coisa disponível para equipes de resgate, este manequim infantil permitirá simular cenários difíceis de resgate de uma criança afogada. Uma vez fora da água, continue com os cuidados médicos essenciais, deixando que os socorristas e os formandos médicos aprendam como gerir esta situação de uma forma mais realista.

O corpo externo robusto ajuda na flutuabilidade em todas as águas e ele flutuará em uma posição de afogamento para resgates ultrarrealistas. As almofadas de espuma também permitem ajustar a flutuabilidade para resgates submersos (embora



recomendamos que você use o ponto de amarração em águas abertas para garantir que não o perderá!).

O torso do manequim é uma forma masculina ultrarrealista, com todas as características anatômicas que você esperaria de um manequim de simulação médica infantil para habilidades de gerenciamento de vias aéreas.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Combinando treino de resgate na água e aquisição de habilidades médicas, sem alternar entre manequins.

Torso de criança afogada em ALS de alta tecnologia para treinamento de habilidades médicas ultrarrealistas.

Um corpo externo robusto auxilia na flutuabilidade em todas as águas.

O ponto de amarração permite remover parte da espuma para cenários submersos sem correr o risco de perder o manequim em águas abertas.

A tecnologia especializada (patente pendente) replica a compressão hidrostática, o que significa que a água não entrará no sistema pulmonar.

Os usuários podem introduzir água no pulmão – permitindo criar bolhas para replicar o edema pulmonar.

Levantamento realista do queixo e impulso da mandíbula para abrir as vias aéreas antes da intubação ou ventilação.

Capacidade de sucção manual ou mecânica em cavidades nasais ou orais.

Reanimação Cardiopulmonar – compressão torácica – 1/3 da profundidade do tórax com recuo embutido.

Distribuição de peso anatomicamente correta para a “sensação” de uma vítima real.

TAMANHOS

Nome	Código	Altura (m)	Peso (kg)
Criança	RLNAWR-T	0,95	12



PRINCIPAIS PARÂMETROS MÉDICOS

- Realize elevação do queixo e elevação da mandíbula para abrir as vias aéreas
- Inserção da via aérea nasofaríngea (NPA)
- Intubação nasal
- Inserção da via aérea orofaríngea (OPA)
- Intubação orotraqueal
- Inserção de máscara laríngea nas vias aéreas
- inserção de i-gel®
- Válvula de bolsa Máscara de ventilação
- Compatibilidade do Ventilador Mecânico
- Aspiração manual ou sucção mecânica das cavidades nasais e orais.
- Subida e descida do tórax durante a ventilação
- RCP – 1/3 da profundidade do tórax com recuo integrado.
- Edema pulmonar realista soa no peito
- Crie 'espuma' da boca

