

PM50

CONTEC

MONITOR DE SINAIS VITAIS

O PM50 é um monitor de sinais vitais multifunções que pode monitorizar a PA e SpO2 ao mesmo tempo. Realiza monitoramento de longo prazo da pressão arterial dinâmica. O dispositivo é amplamente aplicável a enfermarias de hospitais, clínicas comunitárias e outras instituições médicas.



DESCRIÇÃO TÉCNICA

- NIBP :
 - Método de medição: Oscilometria
 - Modo de medição: A medida do braço superior
 - Faixa de medição:
 - SYS 40mmHg~270mmHg
 - MAP 20mmHg~235mmHg
 - DIA 10mmHg~215mmHg
 - Intervalo de medição automática: 5.10.15.20.30.45.60.90.120 minutos
 - Resolução: 1mmHg
 - Precisão: ± 3 mmHg
 - Modo de enchimento de pressão: bomba de força aumenta a pressão automaticamente
 - Modo de redução de pressão: modo de redução de pressão em escada de movimento automático
 - Parâmetro de alarme: SYS / DIA
- SpO2:
 - Faixa de medição: 0% ~ 100%
 - Resolução: 1%
 - Precisão: 70-100%, $\pm 2\%$, abaixo de 70% não especificado
 - Erro na condição de enchimento fraco: SpO2 e taxa de pulso podem ser mostrados corretamente quando a taxa de enchimento de pulso é de 0,4%. O erro de SpO2 é de $\pm 4\%$, o erro de frequência de pulso é de ± 2 bpm ou $\pm 2\%$ (selecione maior).
 - Resistência à luz ambiente: O desvio entre o valor medido na condição de luz artificial ou luz natural interna e o da câmara escura é inferior a $\pm 1\%$.
- Taxa de pulso:
 - Faixa de medição: 30bpm ~ 250bpm
 - Resolução: 1bpm
 - Precisão: ± 2 bpm ou $\pm 2\%$ (selecione maior)
- Display:
 - LCD TFT colorido de 2,4"
- Segurança:
- Alimentação: DC 3V (dois "AA", bateria alcalina de 1,5V)
- Tipo de segurança do produto: peça de aplicação tipo BF (alimentação interna, protegida por desfibrilador)



+351 220 994 998



geral@touchfire.pt
www.touchfire.pt



RUA CENTRAL DA LOMBA N°639
4440-309 SOBRADO